

A 307

Vložek

za optimalno namestitvev 20 OP-čevljev do velikosti 48



- Primeren za 20 OP-čevljev
- Z 265 mm dolgimi držali
- Za uporabo v podstavku za spodnjo košaro A 151
- Možnost priprave OP-čevljev do velikosti 48

EAN: 4002515460856 / Številka materiala: 09862590 /  
Številka starega materiala: 69630700D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek za OP-čevlje	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava OP-čevljev	•
<b>Kapaciteta</b>	
OP-čevlji [število]	20
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	279
Zunanja mera, neto širina v mm	390
Zunanja mera, neto globina v mm	360
Zunanja mera, bruto višina v mm	300
Zunanja mera, bruto širina v mm	395
Zunanja mera, bruto globina v mm	480
Neto teža v kg	1,46
Bruto teža v kg	1,99