


A 308

Vložek

za optimalno namestitev 34 vložkov za OP-čevlje



- Primeren za do 34 vložkov
- Za uporabo v podstavku za zgornjo ali spodnjo košaro

EAN: 4002515460863 / Številka materiala: 09862600 /
Številka starega materiala: 69630800D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za OP-čevlje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava OP-čevljev	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	71
Zunanja mera, neto širina v mm	475
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	1,17
Bruto teža v kg	2,00