

A 801
Adapter
za uporabo AUF 1 in AUF 2 v povezavi z A 105/1



EAN: 4002515460931 / Številka materiala: 09862940 /
Številka starega materiala: 69680100D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategorija izdelkov	
Nastavek oz. adapter za nasadne instrumente	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	50
Zunanja mera, neto širina v mm	50
Zunanja mera, neto globina v mm	50
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	80
Zunanja mera, bruto globina v mm	120
Neto teža v kg	0,01
Bruto teža v kg	0,01