

A 803

Nastavek

za optimalno namestitve nasadnih instrumentov



- Uporaben v zgor. košari A 105/1 v povezavi s filtrsko cevjo A 800
- Primeren za številne ročnike in kolenčnike ter turbine

EAN: 4002515460993 / Številka materiala: 09863100 /
Številka starega materiala: 69680300D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategorija izdelkov	
Nastavek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	32
Zunanja mera, neto širina v mm	32
Zunanja mera, neto globina v mm	40
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	95
Zunanja mera, bruto globina v mm	110
Neto teža v kg	0,05
Bruto teža v kg	0,09