

A 800
Filtrska cev
za zanesljivo in gospodarno pripravo votlih instrumentov



- Filter iz jeklene tkanine Plymesh za vozičke
- Gostota zank 63 µm
- Možnost ponovne priprave s ščetko A 804

EAN: 4002515538081 / Številka materiala: 09960680 /
Številka starega materiala: 68680000D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Filter	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	23
Zunanja mera, neto širina v mm	23
Zunanja mera, neto globina v mm	405
Zunanja mera, bruto višina v mm	45
Zunanja mera, bruto širina v mm	220
Zunanja mera, bruto globina v mm	445
Premer v mm	23
Neto teža v kg	0,36
Bruto teža v kg	0,88