

A 804

Ščetka za čiščenje

za optimalno čiščenje filtrske cevi A 800



- Primerna za čiščenje filtrske cevi A 800
- Sukana ščetka s spiralno razporeditvijo ščetin
- Konec ročaja z zanko
- Dolžina 500 mm, dolžina ščetke 100 mm

EAN: 4002515527238 / Številka materiala: 09960720 /  
Številka starega materiala: 68680400D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Filter	•
Druga oprema	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	500
Zunanja mera, bruto višina v mm	45
Zunanja mera, bruto širina v mm	70
Zunanja mera, bruto globina v mm	610
Premer v mm	20
Neto teža v kg	0,07
Bruto teža v kg	0,16