

PG 8595

Aqua Purificator

za namestitvev dveh vložkov za popolno oz. delno razsoljevanje vode



- Primeren za VE/TE P 2800 in VE/TE P 2000
- Primerno za VE/TE P 2800 in VE/TE P 2000
- Možna namestitev merilnika ConductivityMeter/FlowMeter
- Možna namestitev merilnika ConductivityMeter/FlowMeter
- Zunanje mere: V 835 (820 brez pokrova), Š 300, G 600 mm
- Zunanje mere: V 835 (820 brez pokrova), Š 300, G 600 mm

EAN: 4002515558096 / Številka materiala: 10087310 /

Številka starega materiala: 69859501D

Pripadnost izdelku	
Pomivalni stroji s sistemom sveže vode	•
Prehodni pomivalni stroji z rezervoarjem	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificator

za namestitvev dveh vložkov za popolno oz. delno razsoljevanje vode



EAN: 4002515558096 / Številka materiala: 10087310 /  
Številka starega materiala: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Priprava vode	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Pocinkana pločev., lotos bela
Barva	Lotos bela
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	835
Zunanja mera, neto širina v mm	300
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Zunanja mera, bruto višina v mm	900
Zunanja mera, bruto širina v mm	400
Zunanja mera, bruto globina v mm	740
Neto teža v kg	26,50
Bruto teža v kg	30,00