

PG 8596

Dozirna omara

Za namestitev procesnih kemikalij in dozirnih modulov



- 2 izvlečna predala za namestitev po 3 x 5-litrске posode
- Notranje mere: V 285–690, Š 250, G 425–555 mm
- Na vsakem nivoju po 2 možnosti namestitve dozirnih modulov
- Prestrezni pladenj omogoča boljše praznjenje posod

EAN: 4002515558324 / Številka materiala: 10087340 /
Številka starega materiala: 69859602D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Dozirni sistem	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	835
Zunanja mera, neto širina v mm	300
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Zunanja mera, bruto višina v mm	900
Zunanja mera, bruto širina v mm	400
Zunanja mera, bruto globina v mm	740
Neto teža v kg	26,50
Bruto teža v kg	30,00