

UG 30-60/60-85

Podnožje, zaprto

za povišanje stroja, globina 60 cm, širina 60 cm



- Primerno za vse stroje s širino in globino 60 cm

EAN: 4002515558331 / Številka materiala: 10087350 /

Številka starega materiala: 69306001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/podnožje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	317
Zunanja mera, neto širina v mm	600
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Zunanja mera, bruto višina v mm	310
Zunanja mera, bruto širina v mm	610
Zunanja mera, bruto globina v mm	610
Neto teža v kg	9,70
Bruto teža v kg	11,10