


UG 30-90/60-85

Podnožje, zaprto

za povišanje stroja, vklj. s stransko omaro, globina 60 cm, širina 90 cm



- Uporabno za Aqua Purificator PG 8595 in DOS-omaro PG 8596

EAN: 4002515558348 / Številka materiala: 10087360 /
Številka starega materiala: 69309001D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/podnožje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	300
Zunanja mera, neto širina v mm	897
Zunanja mera, neto globina v mm	542
Zunanja mera, bruto višina v mm	330
Zunanja mera, bruto širina v mm	915
Zunanja mera, bruto globina v mm	563
Neto teža v kg	13,40
Bruto teža v kg	15,00