

UBS 1

Komplet za predelavo

za uporabo izbranih nosilcev za vlaganje serije G 78 v seriji PG 85



- Za starejše vozičke s priključkom za sušenje

EAN: 4002515588970 / Številka materiala: 10131090 /
Številka starega materiala: 69215014D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Komplet za predelavo	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plastika
Barva	Črna
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	75
Zunanja mera, neto širina v mm	235
Zunanja mera, neto globina v mm	165
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	240
Zunanja mera, bruto globina v mm	170
Neto teža v kg	0,10
Bruto teža v kg	0,17