

UBS 3

Komplet za predelavo

za uporabo izbranih zgornjih košar serije G 78 v seriji PG 85



- Za starejše nosilce brez priključka za sušenje
- Za starejše nosilce z varjenim dovodom vode

EAN: 4002515588994 / Številka materiala: 10131110 / Številka starega materiala: 69215016D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Komplet za predelavo	•
Lastnosti izdelka	
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	90
Zunanja mera, neto širina v mm	305
Zunanja mera, neto globina v mm	176
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	310
Zunanja mera, bruto globina v mm	210
Neto teža v kg	0,59
Bruto teža v kg	0,69