

A 807

Nastavek

za optimalno pripravo instrumentov v kirurgiji z robotsko asistenco



- Za specialne instrumente, sponke, starejše generacije, S/Si

EAN: 4002515585078 / Številka materiala: 10131980 /
Številka starega materiala: 69680701D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategorija izdelkov	
Modul/nastavek za robotski instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava robotskega instrumentarija	•
Kapaciteta	
Robotski instrumenti [število]	1
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	77
Zunanja mera, neto širina v mm	41
Zunanja mera, neto globina v mm	165
Zunanja mera, bruto višina v mm	25
Zunanja mera, bruto širina v mm	245
Zunanja mera, bruto globina v mm	485
Neto teža v kg	0,37
Bruto teža v kg	0,49