

MC/2

Voziček za transfer

nastavljiva višina, za polnjenje in praznjenje pomivalno-dezinfekcijskih strojev



- Opremljen s 4 kolesci, 2 z možnostjo fiksiranja
- 2 nivoja (z dvignjenimi robovi), ročaj in priključna plošča

EAN: 4002515588628 / Številka materiala: 10138690 /
Številka starega materiala: 69200109D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Sistem za shranjevanje/transport	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	1003
Zunanja mera, neto širina v mm	600
Zunanja mera, neto globina v mm	805
Zunanja mera, bruto višina v mm	1119
Zunanja mera, bruto širina v mm	835
Zunanja mera, bruto globina v mm	1280
Neto teža v kg	34,20
Bruto teža v kg	52,40