

DGGL 100-40

Posoda za kuhanje v pari, perforirana  
za parne pečice DG 7000 in parne pečice z mikrovalovi DGM 6000/7000.



EAN: 4002515604083 / Številka materiala: 10170300 /  
Številka starega materiala: 23996124EU1

- Za kuhanje zelenjave, rib, mesa in krompirja brez tekočin
- Popolno za odtajevanje zamrznjenih živil
- Kapaciteta: 4,0 l, uporabna prostornina: 3,4 l
- Zunanje mere Š x G x V: 375 x 394 x 40 mm
- Ni primeren za način delovanja z mikrovalovi!