

GP CL DGC 251 L

DGClean, 250 ml

za najboljše rezultate čiščenja pri kombiniranih parnih pečicah

EAN: 4002515604502 / Številka materiala: 10172710 /
Številka starega materiala: 23996125EU1



- Izjemna moč raztapljanja maščobe brez neprijetnega vonja
- Čiščenje brez truda, ki ga omogoča stabilen oprijem sredstva
- Popoln oprijem sredstva tudi na navpičnih površinah
- Varno za živila
- Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost