


UG 30-90/70-85

Podnožje, zaprto

za povišanje stroja, globina 70 cm, širina 90 cm



- Primerno za vse stroje s širino 90 in globino 70 cm

EAN: 4002515622506 / Številka materiala: 10210600 /
Številka starega materiala: 69309002D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/podnožje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	317
Zunanja mera, neto širina v mm	900
Zunanja mera, neto globina v mm	700
Zunanja mera, bruto višina v mm	310
Zunanja mera, bruto širina v mm	610
Zunanja mera, bruto globina v mm	610
Neto teža v kg	15,60
Bruto teža v kg	17,00