

DE-CS7-85

Pokrov stroja

za zgornji pokrov stroja, globina 70 cm, širina 90 cm



EAN: 4002515648155 / Številka materiala: 10222780 /
Številka starega materiala: 69216011D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	15
Zunanja mera, neto širina v mm	700
Zunanja mera, neto globina v mm	900
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	790
Zunanja mera, bruto globina v mm	990
Neto teža v kg	14,45
Bruto teža v kg	16,75