

NB TD 0011

Posoda za ponovno polnjenje 1

za doziranje običajnih pralnih sredstev v pralnih strojih s sistemom TwinDos

EAN: 4002515631768 / Številka materiala: 10223070 /
Številka starega materiala: 11997091D



- Prozorna posoda s kapaciteto 1,5 l
- Možno polnjenje s tekočim pralnim sredstvom ali mehčalcem
- Za čiščenje dozirnih vodov TwinDos
- Za izbrane modele Miele W1 TwinDos