

NB TD 0021

Posoda za ponovno polnjenje 2

za doziranje običajnih pralnih sredstev v pralnih strojih s sistemom TwinDos

EAN: 4002515631775 / Številka materiala: 10223120 /
Številka starega materiala: 11997092D



- Prozorna posoda s kapaciteto 1,5 l
- Možno polnjenje s tekočim pralnim sredstvom ali mehčalcem
- Za čiščenje dozirnih vodov TwinDos
- Za izbrane modele Miele W1 TwinDos