

UGT 44-60/85

Podnožje, zaprto, z vrati  
za ergonomsko polnjenje in praznjenje stroja



- Nudi možnost za shranjevanje npr. procesnih kemikalij

EAN: 4002515647295 / Številka materiala: 10259260 /  
Številka starega materiala: 69506001D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Podstavek/podnožje	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	440
Zunanja mera, neto širina v mm	600
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Zunanja mera, bruto višina v mm	460
Zunanja mera, bruto širina v mm	610
Zunanja mera, bruto globina v mm	610
Neto teža v kg	5,00
Bruto teža v kg	6,40