

A 810

Krovna mreža

za optimalno fiksiranje občutljivih predmetov



- Okvir iz plemen. jekla s plastično mrežo, velikost 445 x 215 mm
- Posebej odporna in vzdržljiva

EAN: 4002515676783 / Številka materiala: 10283650 /  
Številka starega materiala: 69501700D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Bela
Področje uporabe	
Priprava kirurških instrumentov	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	20
Zunanja mera, bruto širina v mm	235
Zunanja mera, bruto globina v mm	470
Neto teža v kg	0,44
Bruto teža v kg	0,57