


A 811/1
Nadomestna mreža
za zamenjavo mreže pri A 810/1



- Preprosta zamenjava mreže
- Posebej odporna in vzdržljiva

EAN: 4002515676493 / Številka materiala: 10283690 /
Številka starega materiala: 69502000D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Pokrov	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Bela
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	20
Zunanja mera, bruto širina v mm	230
Zunanja mera, bruto globina v mm	230
Neto teža v kg	0,02
Bruto teža v kg	0,07