

UGT F10

za optimalno higiensko čiščenje pod podnožjem



- Vsebina: 4 noge
- Pritrditev na podnožje

EAN: 4002515677438 / Številka materiala: 10328960 /
Številka starega materiala: 69506101D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Podstavek/podnožje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	83
Zunanja mera, neto širina v mm	45
Zunanja mera, neto globina v mm	45
Zunanja mera, bruto višina v mm	105
Zunanja mera, bruto širina v mm	190
Zunanja mera, bruto globina v mm	60
Neto teža v kg	5,00
Bruto teža v kg	6,40