

A 208
Voziček
za optimalno namestitev 8 mrežastih pladnjev



- Velika kapaciteta: istočasna priprava 8 DIN-mrežastih pladnjev
- 4 dodatne možnosti priklopa za votle instrumente
- Odstranljiv nivo po potrebi poveča višino vlaganja

EAN: 4002515809242 / Številka materiala: 10616030 /
Številka starega materiala: 69620800D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za mrežaste pladnje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Področje uporabe	
Priprava mrežastih pladnjev	•
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji [število]	8
Votli instrumenti [število]	4
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	397
Zunanja mera, neto širina v mm	529
Zunanja mera, neto globina v mm	546
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	4,40
Bruto teža v kg	6,40