

A 812

Adapter

za optimalno pripravo nasadnih instrumentov z zunanjim pršenjem



- Za uporabo v zgornji košari O 177/1
- Primeren za do 4 nasadne instrumente z zunanjim pršenjem
- Alternativno primeren za 3 konice za Air Scaler in Piezo Scaler

EAN: 4002515830307 / Številka materiala: 10619680 /  
Številka starega materiala: 68681200D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Termodezinfektorji	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Nastavek oz. adapter za nasadne instrumente	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
<b>Kapaciteta</b>	
Nasadni instrumenti [število]	4
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	48
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Zunanja mera, bruto višina v mm	108
Zunanja mera, bruto širina v mm	117
Zunanja mera, bruto globina v mm	305
Premer v mm	45
Neto teža v kg	0,21
Bruto teža v kg	1,07
<b>Priloženo</b>	
E 362 slepi vijak [število]	4
FP filtrska plošča	•