

E 473/2

Sito

s pokrovom, primerno za različne drobne dele



- Za vpetje
- Pokrov z lahkotnim zapiranjem

EAN: 4002515811962 / Številka materiala: 10623720 /
Številka starega materiala: 69547303D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	88
Zunanja mera, neto širina v mm	66
Zunanja mera, neto globina v mm	66
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	95
Zunanja mera, bruto globina v mm	110
Neto teža v kg	0,10
Bruto teža v kg	0,14