

A 207

Voziček

za optimalno namestitev mikro instrumentarija



- Učinkovita priprava: hitro vlaganje in visoka prehodnost šarž
- Zgornji nivo: do 8 pladnjev za namestitev votlih instrumentov
- Spodnji nivo: 8 pladnjev za druge oftalmološke instrumente

EAN: 4002515815601 / Številka materiala: 10632400 /  
Številka starega materiala: 69620700D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Voziček za oftalmološki instrumentarij	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Možnost uporabe centralnega filtra	•
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
<b>Kapaciteta</b>	
Pladnji [število]	16
OP-kompleti za mikro instrumentarij [število]	8
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	438
Zunanja mera, neto širina v mm	530
Zunanja mera, neto globina v mm	542
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	4,40
Bruto teža v kg	6,40
<b>Priloženo</b>	
A 311 držalo za pladnje [število]	2
A 800, filtrska cev [število]	1
A 804, ščetka za čiščenje [število]	1