

A 310 Vložek



- Za namestitev 8 OP-čevljev do velikosti 41
- Za uporabo v zgornjih košarah A 101 in A 102

EAN: 4002515816349 / Številka materiala: 10632610 /
Številka starega materiala: 69631000D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za OP-čevlje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava OP-čevljev	•
Kapaciteta	
OP-čevlji [število]	8
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	75
Zunanja mera, neto širina v mm	405
Zunanja mera, neto globina v mm	435
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	425
Zunanja mera, bruto globina v mm	450
Neto teža v kg	0,50
Bruto teža v kg	0,83