


DataDiaryID



- Oznake NFC so združljive z ISO/IEC 14443 (tip A)
- Pogoji za uporabo je tablični računalnik, ki podpira NFC

EAN: 4002515966464 / Številka materiala: 10735270 /
Številka starega materiala: 68819501D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Mali sterilizatorji	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Kategorija izdelkov	
Procesna dokumentacija/dokumentacija o obratovalnih podatkih/komunikacija	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plastika
Barva	Bela
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava objektnih stekelc	•
Priprava butirometrov	•
Priprava lekarniških/infuzijskih steklenic	•
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Priprava robotskega instrumentarija	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Priprava OP-čevljev	•
Priprava skled	•
Priprava ledvičk	•
Priprava otroških stekleničk	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Priprava votlih instrumentov	•
Priprava ortopedskega kirurškega instrumentarija	•
Priprava žeblicev/svedrov za mozgovno votlino	•
Priprava pladnjev	•
Priprava mrežastih pladnjev	•
Priprava merilnih valjev	•
Priprava posod, npr. posod za absorber	•

DataDiaryID



EAN: 4002515966464 / Številka materiala: 10735270 /
Številka starega materiala: 68819501D

Priprava različnih pripomočkov

•

Mere in masa

Zunanja mera, neto višina v mm 54

Zunanja mera, neto širina v mm 86

Zunanja mera, neto globina v mm 1

Zunanja mera, bruto višina v mm 12

Zunanja mera, bruto širina v mm 120

Zunanja mera, bruto globina v mm 170

Neto teža v kg 0,00

Bruto teža v kg 0,00

Standardi, preizkusne oznake

ISO/IEC 14443

•