

GP CA ST 0252 L

Sredstvo za nego plemenitega jekla SteelCare, 250 ml  
za čisto površino iz plemenitega jekla z enakomernim svilnatim leskom

EAN: 4002516084310 / Številka materiala: 11023350 /  
Številka starega materiala: 22996913EU1



- Zanesljivo odstrani prstne odtise, proge in madeže.
- Zaščitni film preprečuje trdovratno umazanijo
- Zelo učinkovito – udobna in preprosta uporaba
- Posebej primerne za uporabo na površinah, ki so v stiku z živili
- Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost