


A 301/4

Modul

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine – možna namestitvev 18 šob



- Primeren za različno labor. steklovino, npr. erlenmajerice, bučke
- Modul brez injektorskih šob – opremljenost glede na potrebe
- Za do 18 injektorskih šob
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Razdalja med šobami 157 mm v širino, 78 mm v globino

EAN: 4002516087649 / Številka materiala: 11056780 /
Številka starega materiala: 69630104D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Vložek za različne steklenice	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	18
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	72
Zunanja mera, neto širina v mm	173
Zunanja mera, neto globina v mm	479
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	205
Zunanja mera, bruto globina v mm	487
Neto teža v kg	0,85
Bruto teža v kg	1,89