


A 302/2

Modul

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine – možna namestitvev 32 šob



- Primeren za različno labor. steklovino, npr. erlenmajerice, bučke
- Modul brez injektorskih šob – opremljenost glede na potrebe
- Za do 32 injektorskih šob
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Razdalja med šobami 60 mm v širino, 57 mm v globino

EAN: 4002516087656 / Številka materiala: 11056790 /  
Številka starega materiala: 69630202D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Vložek za različne steklenice	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
<b>Kapaciteta</b>	
Steklenice z ozkim vratom [število]	32
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	72
Zunanja mera, neto širina v mm	195
Zunanja mera, neto globina v mm	479
Zunanja mera, bruto višina v mm	200
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	1,09
Bruto teža v kg	2,16