

A 860  
Oporna mreža  
za injektorski modul A 300/2 in A 300/3



- Razdelitev: 2 x 4 polja
- Možna namestitvev na injektorski modul A 300/2 in A 300/3
- Za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine
- Sestavni del sistema EasyLoad

EAN: 4002516087663 / Številka materiala: 11056800 /  
Številka starega materiala: 69686000D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek/drug modul	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Število predelkov	8
Širina razdelkov v mm	114
Dolžina razdelkov v mm	114
Sestavni del sistema EasyLoad	•
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	30
Zunanja mera, neto širina v mm	250
Zunanja mera, neto globina v mm	350
Zunanja mera, bruto višina v mm	35
Zunanja mera, bruto širina v mm	300
Zunanja mera, bruto globina v mm	400
Neto teža v kg	0,10
Bruto teža v kg	0,18