

A 861
Oporna mreža
za injektorski modul A 301/4 in A 301/5



- Razdelitev: 3 x 6 polj
- Možna namestitvev na injektorski modul A 301/4 in A 301/5
- Za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine
- Sestavni del sistema EasyLoad

EAN: 4002516087670 / Številka materiala: 11056810 /
Številka starega materiala: 69686100D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek/drug modul	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Število predelkov	18
Širina razdelkov v mm	74
Dolžina razdelkov v mm	74
Sestavni del sistema EasyLoad	•
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	80
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	350
Zunanja mera, bruto višina v mm	100
Zunanja mera, bruto širina v mm	210
Zunanja mera, bruto globina v mm	495
Neto teža v kg	0,10
Bruto teža v kg	1,87