

A 842/1

Injektorska šoba

s plastičnimi oporami, premer šobe 4, dolžina 90 mm, 5 kosov



- Primerna za injektorske vozičke in košare, z navojem
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Pakiranje s 5 šobami

EAN: 4002516188865 / Številka materiala: 11113590 /
Številka starega materiala: 69684201D

Pripadnost izdelku

Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•

Pripadnost aparatu

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•

Kategorija izdelkov

Injektorska šoba	•
------------------	---

Lastnosti izdelka

Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•

Področje uporabe

Priprava laboratorijske steklovine	•
------------------------------------	---

Mere in masa

Zunanja mera, neto višina v mm	90
Zunanja mera, neto širina v mm	76
Zunanja mera, neto globina v mm	71
Zunanja mera, bruto višina v mm	105
Zunanja mera, bruto širina v mm	94
Zunanja mera, bruto globina v mm	132
Neto teža v kg	0,09
Bruto teža v kg	0,14