

A 842/3

Injektorska šoba

s plastičnimi oporami, premer šobe 4, dolžina 90 mm, 20 kosov



- Primerna za injektorske vozičke in košare, z navojem
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Pakiranje z 20 šobami

EAN: 4002516195597 / Številka materiala: 11113670 / Številka starega materiala: 69684203D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	90
Zunanja mera, neto širina v mm	76
Zunanja mera, neto globina v mm	71
Zunanja mera, bruto višina v mm	140
Zunanja mera, bruto širina v mm	150
Zunanja mera, bruto globina v mm	260
Neto teža v kg	0,31
Bruto teža v kg	0,44