

A 844/2

Injektorska šoba

s plastičnimi oporami, premer šobe 2,5, dolžina 80 mm, 10 kosov



- Primerna za injektorske vozičke in košare, z navojem
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Pakiranje z 10 šobami

EAN: 4002516188926 / Številka materiala: 11115500 /
Številka starega materiala: 69684402D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska šoba	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	80
Zunanja mera, neto širina v mm	60
Zunanja mera, neto globina v mm	55
Zunanja mera, bruto višina v mm	107
Zunanja mera, bruto širina v mm	130
Zunanja mera, bruto globina v mm	195
Neto teža v kg	0,10
Bruto teža v kg	0,21