

A 845/3

Injektorska šoba

s plastičnimi oporami, premer šobe 2,5, dolžina 125 mm, 20 kosov



- Primerna za injektorske vozičke in košare, z navojem
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Pakiranje z 20 šobami

EAN: 4002516188957 / Številka materiala: 11116140 /
Številka starega materiala: 69684503D

| Pripadnost izdelku | |
|---|---------------------------|
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije | • |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije | • |
| Pripadnost aparatu | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Injektorska šoba | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo, Plastika |
| Barva | Plemenito jeklo, Črna |
| Sestavni del sistema EasyLoad | • |
| Področje uporabe | |
| Priprava laboratorijske steklovine | • |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 125 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 60 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 55 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 107 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 130 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 195 |
| Neto teža v kg | 0,25 |
| Bruto teža v kg | 0,36 |