

A 300/3

Modul

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine – opremljen z 8 šobami



- Primeren za različno labor. steklovino, npr. erlenmajerice, bučke
- Opremljen s 4 šobami A 840 in 4 šobami A 841
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Razdalja med šobami 118 mm v širino, 118 mm v globino

EAN: 4002516188964 / Številka materiala: 11116900 / Številka starega materiala: 69630003D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Vložek za različne steklenice	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Število predelkov	8
Sestavni del sistema EasyLoad	•
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
<b>Kapaciteta</b>	
Steklenice z ozkim vratom [število]	8
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	228
Zunanja mera, neto širina v mm	208
Zunanja mera, neto globina v mm	479
Zunanja mera, bruto višina v mm	200
Zunanja mera, bruto širina v mm	240
Zunanja mera, bruto globina v mm	515
Neto teža v kg	1,47
Bruto teža v kg	1,91
<b>Priloženo</b>	
A 840, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 130 mm [število]	4
A 841, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 210 mm [število]	4