


A 301/5

Modul

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine – opremljen z 18 šobami



- Primeren za različno labor. steklovino, npr. erlenmajerice, bučke
- Opremljen z 9 šobami A 842 in 9 šobami A 843
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Razdalja med šobami 78 mm v širino, 78 mm v globino

EAN: 4002516188971 / Številka materiala: 11116950 / Številka starega materiala: 69630105D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Vložek za različne steklenice	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
<b>Kapaciteta</b>	
Steklenice z ozkim vratom [število]	18
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	203
Zunanja mera, neto širina v mm	232
Zunanja mera, neto globina v mm	480
Zunanja mera, bruto višina v mm	200
Zunanja mera, bruto širina v mm	245
Zunanja mera, bruto globina v mm	515
Neto teža v kg	2,16
Bruto teža v kg	3,17
<b>Priloženo</b>	
A 842, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 90 mm [število]	9
A 843, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 185 mm [število]	9