


A 302/3

Modul

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine – opremljen z 32 šobami



- Primeren za različno labor. steklovino, npr. erlenmajerice, bučke
- Opremljen s 16 šobami A 844 in 16 šobami A 845
- Sestavni del sistema EasyLoad
- Razdalja med šobami 60 mm v širino, 57 mm v globino

EAN: 4002516188988 / Številka materiala: 11116960 / Številka starega materiala: 69630203D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Vložek za različne steklenice	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Sestavni del sistema EasyLoad	•
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	32
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	143
Zunanja mera, neto širina v mm	238
Zunanja mera, neto globina v mm	479
Zunanja mera, bruto višina v mm	135
Zunanja mera, bruto širina v mm	290
Zunanja mera, bruto globina v mm	590
Neto teža v kg	1,49
Bruto teža v kg	2,67
Priloženo	
A 844, injektorska šoba Ø 2,5 mm, dolžina 80 mm [število]	16
A 845, injektorska šoba Ø 2,5 mm, dolžina 125 mm [število]	16