

GP CL MCX 0101 P

Sred. za čišč. cevi za mleko, 100 kosov
za higienično čiste cevi za mleko v kavnih avtomatih

EAN: 4002516195429 / Številka materiala: 11201280 /
Številka starega materiala: 29996908EU2



- Izjemno učinkovito in obenem nežno čiščenje
- Enostavno doziranje s posameznimi odmerki v obliki palčk
- Brez sledov odstrani mlečne beljakovine in maščobe.
- Prilagojena formula – posebna Mielejeva receptura
- Najboljša nega za dolgoletno zanesljivost