


DKF 30-P
Filter z aktivnim ogljem Active AirClean
za nape Miele s kroženjem zraka DAD 4840 in DAD 4940.



EAN: 4002516382843 / Številka materiala: 11662790 /
Številka starega materiala: 28996417EU1

- Učinkovito nevtralizira neprijetne vonje
- Zmanjšan razvoj hrupa zaradi nagubanega materiala
- Preprosta in hitra zamenjava filtra
- Za ohranjanje
zmogljivosti: zamenjava filtra vsakih
6 mesecev
- Vsebina: dva filtra brez okvirja