

DKF 30-R  
Obnovljiv filter Longlife AirClean  
za nape Miele s kroženjem zraka DAD 4840 in DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Številka materiala: 11662830 /  
Številka starega materiala: 28996418EU1

- Opazno svež zrak nevtralnega vonja v celotni kuhinji
- Z aktivnim ogljem – učinkovito nevtralizira neprijetne vonje
- Povsem preprosta obnovitev v pečici na pol leta
- Življenjska doba 3 leta
- Vsebina: dva filtra brez okvirja
- Manjši zračni upor zaradi posebne oblike