


KFR 7000

Držalo za steklenice

za varno shranjevanje steklenic na majhnem prostoru v hladilniku.

EAN: 4002516467489 / Številka materiala: 11775120 /
Številka starega materiala: 36996110EU1



- Uporabno na različnih nivojih vstavljanja
- Za vodoravno in mirno shranjevanje steklenic, npr. vina
- Iz kromirane kovine
- Za izbrane vgradne hladilne aparate K 7000
- Za do 9 steklenic, odvisno od velikosti in oblike