

KSB 70

Sortirna škatla PerfectFresh
za pregledno shranjevanje živil v hladilniku.

EAN: 4002516467496 / Številka materiala: 11779620 /
Številka starega materiala: 36996113EU1



- Iz kakovostnega, prozornega plastičnega materiala
- Za fleksibilno in pregledno shranjevanje
- Omogoča premikanje ob strani predala PerfectFresh
- Posebej primerno za živila, občutljiva za pritisk, npr. jagodičje
- optimalno za predal PerfectFresh Active in Pro v aparatih K 7000