

GP TDC 141 L
TwinDos Care
čistilno sredstvo za dozirni sistem TwinDos

EAN: 4002516449164 / Številka materiala: 11787800 /
Številka starega materiala: 11997165SL



- Za čiščenje dozirnih vodov TwinDos
- Uporabiti pred menjavo izdelka.
- Uporabiti pred daljšo prekinitvijo uporabe (najmanj 2 meseca).
- Zagotavlja optimalno delovanje avtomatskega dozirnega sistema.
- Za pribl. 5 postopkov pomivanja
- Za pralne in pralno-sušilne stroje Miele s sistemom TwinDos