

B 4847 FashionMaster  
 Parni likalni sistem  
 s prikazovalnikom in parnim nastavkom za najboljše rezultate likanja in udobje



- Enakomerna porazdelitev pare – Mielejeva satasta likalna površina
- Profesionalni rezultati likanja s tlakom pare 4.0 bar
- Udobna postavitev in zlaganje – sistem 1-2 Lift
- Najboljši rezultati likanja s pomočjo aktivne likalne mize
- Udobno glajenje visečega tekstila – parni nastavek

EAN: 4002516527091 / Številka materiala: 11978030 /  
 Številka starega materiala: 13484721A

<b>Dizajn</b>	
Barva likalnika	Antracitna/lotos bela
Barva prevleke za likalno mizo	Robidovo rdeča
<b>Popolni rezultati likanja</b>	
Satasta likalna površina	•
Tlak pare v bar	4,0
Količina pare v g/min	100
Navpična para	•
Para od temperaturne stopnje	2
Dodatek pare	•
Neprekinjeno izhajanje pare	•
Parni nastavek	•
Aktivna likalna miza (funkcija napihovanja in odsesavanja)	•
Funkcija odsesavanja	•
2. stopnja moči ventilatorja	•
Podloga proti prijemanju	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
<b>Likanje, ki prihrani čas</b>	
Kapaciteta posode za vodo v l	1,25
Odstranljiva posoda za vodo	•
Stalna možnost polnjenja vodnega rezervoarja	•
Večplastno likanje	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Vse v enem	•
Sistem 1-2 Lift	•
Brezstopenjska nastavek višine s plinsko vzmetjo v mm	830-1020
Kolesca, nežna do talnih oblog	•
Likalna miza z območjem ComfortZone	•
Avtomatski vklop/izklop ventilatorja	•
Funkcija pomnilnika za ventilator	•
Jezikovna fleksibilnost	•
Voden prvi zagon	•
Vodeno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje	•
Prostor za shranjevanje likalnika	•
Prostor za shranjevanje priključnega kabla in pribora	•
<b>Varnost</b>	
Funkcija CoolDown	•
Funkcija AutoOff	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	470
Mere v mm (višina)	970
Mere v mm (globina)	1480
Mere v mm (širina), zložen	470
Mere v mm (višina), zložen	1280
Mere v mm (globina), zložen	370
Frekvenca v Hz	50-60
<b>Priložena oprema</b>	
Podloga proti prijemanju	•

B 4847 FashionMaster

Parni likalni sistem

s prikazovalnikom in parnim nastavkom za najboljše rezultate likanja in udobje



EAN: 4002516527091 / Številka materiala: 11978030 /  
Številka starega materiala: 13484721A

Parni nastavek

Preveka za likalno mizo Premium

Držalo cevi za paro

Testni trak za določitev trdote vode

Tablete za odstranjevanje vodnega kamna

**Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku**

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

•

•

•

•

•

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά,