

E 130

Indsats

til optimal anbringelse af 10 bakker.



- Udstyret med 11 holdere, 170 mm høje – afstand 35 mm
- Kan sættes i underkurven

EAN: 4002511129375 / Materiale nummer: 02648950 /

Gammelt materiale nummer: 69513001D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til trays/bakker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Støtteafstand i mm	35
Støttehøjde i mm	170
Anvendelsesområde	
Genbehandling af trays/bakker	•
Kapacitet	
Trays/bakker [antal]	10
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	180
Udvendigt mål, nettobredde i mm	180
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	210
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	210
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	470
Nettovægt i kg	0,76
Bruttovægt i kg	0,90